

Care Montageset,
zur Befestigung an Vorwandinstallationen und
Leichtbauwänden (mit Hinterfütterung)


Artikelnummer: 0448952000
Produktbild



Technische Daten

Produktgruppe	2000
Produkt	Montageset, zur Befestigung an Vorwandinstallationen und Leichtbauwänden (mit Hinterfütterung)
Kurzbezeichnung	MS 4.8 C 2
Wandbeschaffenheit	Vorwandinstallation mit integrierter Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz als Hinterfütterung. Leichtbauwänden aus Gipskarton, Spannplatten, Hartfaserplatten, mit einer Hinterfütterung aus mind. 20mm dickem mehrschichtverleimtem Holz die an der tragenden Konstruktion ausreichend befestigt sein muss.
Material & Lieferumfang	2 x Sechskantholzschraube Ø 10 x 80 SW17, A2-AISI 304
Farbe	Farblos (000)

Technische Zeichnung



Produktbeschreibung

- geeignet für:
Verso Care: Klappsitz, Klappsitz mit Bodenstütze
Nylon Care 300: Duschspritzschutz
- die Montage ist vom Fachpersonal auszuführen



000