

Care Montageset,
zur Befestigung an Mauerwerk aus Lochstein (ohne
Injektions-Kartusche)


Artikelnummer: 0448880000
Produktbild



Technische Daten

Produktgruppe	2000
Produkt	Montageset, zur Befestigung an Mauerwerk aus Lochstein (ohne Injektions-Kartusche)
Kurzbezeichnung	MS 4.8 H 4
Wandbeschaffenheit	Mauerwerk aus Lochgestein: Hochglanzleistung HLz ≥ 12, Kalksandlochstein KSL ≥ 12, Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 andere Lochsteine, Beton/Leichtbeton, Vollziegel ≥ Mz12, Kalksand- Vollstein ≥ KS12, Naturstein mit dichtem Gefüge, Vollbims
Material & Lieferumfang	4 x Sechskantschraube M10 x 20, A4-AISI 316, 4 x Siebhülse Ø 20 x 100, 4 x Innengewindehülsen aus Stahl Ø 15 x 75 / M10
Farbe	Farblos (000)

Technische Zeichnung



Produktbeschreibung

- geeignet für:
Inox Care: Klappsitz
Nylon Care 300: Klappsitz
Nylon Care 400: Klappsitz, Klappsitz mit Bodenstütze
Special Care Adipositas: Klappsitz
- die Montage ist vom Fachpersonal auszuführen

