


Care Kit de fixation,  
pour fixation par l'avant sur cloisons et cloisons légères  
(avec renfort)

**Numéro d'article: 0448950000**


**Image du produit**



### Spécifications techniques

Groupe de produits	2000
Produit	Kit de fixation, pour fixation par l'avant sur cloisons et cloisons légères (avec renfort)
Désignation abrégée	MS 4.8 C 4
Type de mur	Fixation par l'avant sur bati-support avec renfort en bois dur de plusieurs épaisseurs encollées. Cloisons légères en placo-plâtre, planches d'aggloméré ou panneaux en fibres dures, avec renfort en bois dur de plusieurs épaisseurs encollées qui doit être fixé solidement à la structure porteuse
Matériaux & livraison	2 x vis à tête hexagonale Ø 10 x 80 SW17, A2-AISI 304
Couleur	Incolore (000)

### Dessin technique



### Description produit

- Convient pour:
  - Inox Care siège rabattable
  - Nylon Care 300 siège rabattable
  - Nylon Care 400 siège rabattable, siège rabattable avec pied escamotable
  - Special Care Adipositas siège rabattable
- La fixation de ce type de matériel de sécurité doit être effectuée par un professionnel

